

心电贴 app (MyVivaInk)使用手册


1, 打开手机蓝牙和定位



2, 打开 app, 它会开始扫描可连接的心电贴



3, 等 app 弹出“扫描结束”后, 点击“选择设备”按钮, 会弹出能连接的心电贴




4, 查看正在使用的心电贴的编号, 这个编号在心电贴或者心电贴盒子的背面



- 5, 在第三步弹出的可连接的心电贴列表中点击正在使用的心电贴编号, 稍微等待 app 会弹出已连接上该设备。



- 6, 【此步可省略】手动输入文件名, 如果不命名 app 将自动命名。



- 7, 点击“接收数据”按钮, app 开始保存心电贴的心电数据, 采集结束时点击“结束”按钮。

